

الكربوهيدرات: Carbohydrates

هي الديهيدات او كيتونات متعددة الهيدروكسيل وتتركب من الكربون والهيدروجين والاكسجين والاخيران موجودان بنفس نسبتتهما بالماء وصيغتها العامة $(C_n H_{2n} O_n)$.
{ منشأ الكربوهيدرات من النباتات بعملية التركيب الضوئي } .
وللكربوهيدرات وظائف او فوائد منها: - .

- (1) تركيبية . (تدخل في تركيب جدار الخلية الصلب كالسيليلوز) .
- (2) مخزن للطاقة . (مثل النشا والكلايكوجين)
- (3) -مصدر للطاقة . مثل الكلوكوز ← ATP .

التفاعلات الخاصة بالكربوهيدرات :-

(أ) تأثير الحوامض الغير مؤكسدة على السكريات :

الحوامض غير المؤكسدة تتفاعل مع السكريات الاحادية وتجردها ثلاث جزيئات ماء مكونة Furfural في حالة الخماسية . وال Hydroxy methyl furfural في حالة السداسية . وعلى هذا الاساس تعتمد تجارب مولش , سليفانوف , بيال . حيث يتحد الفورفورال ومشتقه مع انواع مختلفة من الفينولات مكوناً معقدات ملونة .

(1) كشف مولش Molisch Test [وهو كشف عام عن الكربوهيدرات]

حيث يُحلل حامض H_2SO_4 المركز (عامل مجفف وليس عامل مؤكسد) dehydrating (agent) الاواصر الكلايكوسيدية ليعطي سكريات احادية تفقد بدورها (3جزيئات) من الماء لتعطي Furfural ومشتقه اللذين يتحدان بدورهما (تكتف) مع Alcoholic - α - naphthol (الفا نفثول الكحولي) وظهور المعقد البنفسجي على شكل حلقة.

Procedure: تضاف قطرتان من محلول الفا نفثول الكحولي الى (2 مل) من المحلول السكري

في انبوبة اختبار , يرج الخليط جيداً ثم يضاف وباحتراس على جدران الانبوبة الداخلية حوالي (1)

مل) H_2SO_4 المركز بحيث ينزلق الى قعر الانبوبة مكوناً طبقتين من المحلول السكري ↑
والحامض ↓ وعند السطح الفاصل تظهر الحلقة البنفسجية .

(2) كشف سيليفانوف: Seliwanoff Test [خاص بالسداسية الكربون الكيتونية].

لتمييز السكريات الأحادية الجزيئة السداسية الكربون الكيتونية مثل الفركتوز عن الأحادية الجزيئة السداسية الكربون الالديهيدية مثل الكلوكوز.
يعد هذا الكشف مفيداً عند الكشف عن ال Ketoses (مثل الفركتوز) , ومماثلاً لمولش حيث استبدل فيه H_2SO_4 بحامض HCL (12% , 3N) ومادة الفانفتول بمادة الريزورسينول .

Procedure : تضاف قطرتان من محلول السكر الى 1 ml من الكاشف ويرج الخليط . ثم يوضع في حمام مائي مغلي Boiling water bath ولمدة (10 min) حتى يظهر اللون الاحمر

(3) كشف بيال : Bial Test [للتمييز بين الخماسية والسداسية الكربون]

وهو كشف خاص بالسكريات الأحادية الجزيئة الخماسية الكربون Pentoses والتي عند تسخينها بوجود (HCl) المركز يتحرر ال Furfural الذي بدوره يتحد مع Orcinol بوجود ايون (Fe^{+3}) ليكون مركباً لونه اخضر مزرق. وهذا الكشف ما هو الا تعديل آخر لكشف مولش استبدل فيه H_2SO_4 والفانفتول . بحامض HCl والاورسينول على التوالي

Procedure: امزج 1 ml من المحلول السكري مع 2 ml من كاشف بيال في (T.T) ويسخن المزيج في حمام مائي يغلي لمدة (20 – 10) دقيقة لحين ظهور اللون الاخضر المزرق في حالة وجود سكر خماسي اي ان النتيجة Positive (+).

إذاً هو كشف لتمييز السكريات الخماسية الكربون عن السداسية الكربون .


(ب) الصفات الاختزالية للسكريات :

باختزال السكريات فأنها تتحول الى كحولات مثل اختزال الكلوكوز فأنه يتحول الى كحول السوربيتول والمانوز الى كحول المانيتول والفركتوز الى كحولي السوربيتول والمانيتول . اما اكسدة السكريات فأنها تتحول الى حوامض كربوكسيلية .

(1) تقاس القابلية الاختزالية للسكريات من خلال قدراتها على اختزال ايونات الفلزات (Ag^+ أو Cu^{+2}) في محيط قاعدي الى اكاسيدها الواطئة او الى الفلز نفسه .

حيث ان جذر الكربونيل (C=O) له صفة اختزالية حيث تختزل ايونات الفلزات مثل النحاس والفضة محوله اياها اما الى اكاسيدها الواطئة كما في كشف بندكت او الى الفلز نفسه كما في تولن ويتم ذلك في محيط قاعدي غالباً .

(2) السكريات الاحادية اقوى اختزالاً من الثنائية والثلاثية بسبب كبر الوزن الجزيئي للأخيرة .
والسكريات الاحادية الكيتونية (مثل الفركتوز) اقوى اختزالاً من الاحادية الالديهيدية مثل (الكلوكوز) بسبب المجاميع الدافعة للالكترونات .



(1) **كشف بندكت : Benedict Test** (كشف عام عن السكريات المختزلة)

هو كشف عام لجميع السكريات المختزلة وفيه تختزل املاح النحاسيك (Cu^{+2}) في محيط قاعدي ضعيف الى راسب احمر من اوكسيد النحاسوز (Cu_2O (Cu^{+1}) .

Procedure : تضاف 5 قطرات من محلول السكر الى 2 ml من كاشف بندكت في)

(T.T) ويرج الخليط ثم يوضع في حمام مائي مغلي لمدة 5 min . حتى ظهور الراسب الاحمر .

س/ ما فائدة كاربونات الصوديوم في كاشف بندكت ؟

ج/ تجعل المحيط قاعدي ضعيف وبذلك نضمن استجابة المواد السكرية المختزلة فقط دون غيرها للكشف .

(2) **كشف بارفويد : Barfoed Test** [لتمييز السكريات الاحادية الجزيئة عن الثنائية]

(أ) كاشف بارفويد عبارة عن محلول خلات النحاسيك $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Cu}$ وحامض الخليك CH_3COOH .

(ب) بما ان الاختزال في الوسط الحامضي الضعيف يحدث بصعوبة لذا فالسكريات الاحادية المختزلة فقط بإمكانها اختزال ايون النحاسيك (لون ازرق) الى النحاسوز (لون احمر) .

(ج) مما تقدم فإن كشف بارفويد يستعمل لتمييز السكريات الاحادية القوية الاختزال مثل Fr , Glu

, Gal عن السكريات الثنائية ضعيفة الاختزال مثل Lactose , Maltose .

Procedure : اضع بضع قطرات من المحلول السكري الى 1مل من كاشف بارفويد في T.T ثم نضعه في حمام مائي مغلي لمدة 10 min بالضبط لاحظ ظهور الراسب الاحمر

كشف حامض البكريك: Picric Acid Test

يعتمد هذا الكشف على اختزال حامض البكريك الاصفر اللون في وسط قاعدي (Na_2CO_3) الى حامض البكراميك الاحمر اللون بواسطة السكريات المختزلة ولقد امكن استخدام هذا الكشف سريراً في تقدير كمية الكلوكوز في الدم .


Procedure

يمزج (2مل) من محلول السكر في انبوبة اختبار مع (1مل) من حامض البكريك المشبع ثم يضاف (0.5مل) من كربونات الصوديوم (10%) وتوضع الانبوبة في حمام مائي مغلي لمدة عشر دقائق حتى ظهور اللون الاحمر .

Osazone Formation

تكوين الاوزازون:

تتفاعل السكريات الاحادية (الالديهيدية أو الكيتونية) وبعض الثنائية الحاوية على الجذر ادناه:



مع الفنيل هايدرازين مكونة مركبات بلورية صفراء اللون ذات شكل مميز بالامكان ملاحظته تحت المجهر و يمكن تشخيص هذه المركبات بالاستعانة بالعوامل التالية:

- 1- اشكالها البلورية .
 - 2- درجات انصهارها .
 - 3- الزمن الذي يستغرقه تكوين تكون الاوزازون .
 - 4- الوسط الذي انفصلت فيه البلورات (وسط حار أم بارد) .
- وعليه فتفاعل الاوزازون لا يحدث الا مع جذر الكربونيل الحر, فهو للسكريات المختزلة فقط.

خطوات التفاعل:

(أ) تفاعل سكر الديهايدي مثل الكلوكوز مع الفنيل هايدرازين:

1- عملية التكثيف: Condensation

في هذه الخطوة يتفاعل الكلوكوز عن طريق المجموعة الالديهيدية في C_1 مع الفنيل هايدرازين ليعطي مركب الفنيل هايدرازون حيث يتحد جذر الامين مع جذر الكربونيل تاركا الماء وهذه الخطوة تُعد اختزالاً لسكر الكلوكوز.

Oxidation (2) عملية اكسدة:

في هذه الخطوة تتأكسد مادة الفينيل هيدرازون الناتجة من الخطوة الاولى الى مركب كيتو فنيل هيدرازون ketophenylhydrazone عند فقدانها لذرتي H المرتبطتين بذرة الكربون الثانية واللتين تعملان على اختزال الفينيل هيدرازين الى أنيلين وامونيا

(3) عملية تكثيف ثانية:

في هذه الخطوة يتحد كيتو فنيل هيدرازون مع جزيئة ثالثة من مادة الفينيل هيدرازين في (C2) لتكوين بلورات الكلوكوزازون (Glucosazone) والتي تنفصل على شكل بلورات أبرية صفراء اللون وتتم عملية الفصل وانبوبة الاختبار في حمام الماء

(ب) تفاعل سكر كيتونى (الفركتوز) مع الفينيل هيدرازين:

في هذه الحالة تتكرر نفس الخطوات الثلاثة السابقة للسكر الالديهائيدي (الكلوكوز) الا ان الخطوة الاولى (التكثيف) تحدث على ذرة الكربون الثانية C2 ثم الاولى C1 (عكس الكلوكوز) وينتج في النهاية مركب الفركتوزازون (Fructosazone) الذي يتشابه في صفاته الطبيعية والكيميائية مع الكلوكوزازون (الفركتوزازون و الكلوكوزازون هما مركب واحد من الناحية الكيميائية) حيث تتشابه ذرات 3,4,5,6 في الكلوكوز والفركتوز. ويمكن بيان خطوات التفاعل كمايلي:

(1) -عملية التكثيف: Condensation

(2) عملية اكسدة: Oxidation

(3) عملية تكثيف ثانية:

اشكال البلورات

كلوكوزازون= ابري

فركتوزازون= ابري

مالتوزازون= نجمي

لاكتوزازون= دوار الشمس

:Procedure

1- نضع حوالي 2مل من المحلول السكري في انبوبة اختبار واضف اليه كمية زائدة؟ من كاشف الفينيل هيدرازين ثم رج الانبوبة رجاً جيداً حتى يذوب الكاشف.

2- ضع انبوبة الاختبار في حمام مائي مغلي لمدة نصف ساعة مع ملاحظة مايلي :

أ- بلورات (اوزازونات) السكريات الاحادية (كلوكوز, فركتوز مثلاً) تنفصل في المحلول الساخن بسرعة؟.

ب- اذا انقضت فترة التسخين دون ان تترسب بلورات الاوزازون فيحتمل وجود سكر المالتوز او اللاكتوز (سكريات ثنائية مختزلة) وفي هذه الحالة تترك انبوبة الاختبار لتبرد ببطء (دون محاولة تبريدها بالماء) لتنفصل بلورات هذين السكرين.

Polysaccharides Tests

كشوفات السكريات المتعددة:

Iodine Test

(1) كشف اليود:

السكريات المتعددة مركبات عديمة الطعم والرائحة. وتتكون من اتحاد عدد كبير من جزيئات السكريات الاحادية المرتبطة مع بعضها البعض بواسطة اواصر كلايكوسيدية مكونة سلاسل ذات اطوال مختلفة. والسكريات المتعددة على نوعين اما متجانسة مثل النشا والكلايوجين والسيليلوز او غير متجانسة مثل الاكار والهيمي سيليلوز والبكتين. ومن صفات السكريات المتعددة:

- 1- وزنها الجزيئي العالي .
- 2- عدم وجودها بحالة بلورية.
- 3- تحللها المائي يعطي وحدات عديدة من السكريات الاحادية.

اساس الكشف:

يعتمد هذا الكشف على تكوين اليود لمعقدات امدصاص ملونه (colored adsorption compounds). مع السكريات العديدة حيث يمتز اليود على سطوحها ليعطي الوان مميزة. والكشف حساس للحرارة ولا يصح اجراءه الا في الوسطين الحامضي والمتعادل البارد وسنأتي الى تفصيل ذلك لاحقاً


:Procedure

نضيف 5 قطرات من محلول اليود (0.05% من I_2 مذاب في 3% KI) الى 1 مل من محلول السكر الموجود في انبوبة الاختبار هنا سيظهر اللون الازرق نتيجة لامتزاز اليود على سطح السكر المتعدد, ثم نسخن محتويات الانبوبة لدرجة الغليان مما يؤدي الى اختفاء اللون الازرق؟ وظهوره بالتبريد؟ وعند الاستمرار بالتسخين الشديد يخفني اللون ولا يعاود الظهور بسبب تبخر اليود بصورة كلية.

(2) التحلل المائي للنشا بواسطة الاحماض المعدنية :

Acid Hydrolysis of Starch

يتحلل النشا وفق المعادلات التالية:



ازرق مع اليود

بنفسجي

بني محمر

بني محمر



لا تعطي اللون مع اليود

Procedure: اخلط 10 مل من محلول النشا مع 3 مل من حامض HCl المخفف اغمر T.T في حمام مائي مغلي. بعد كل 3 دقائق خذ قطرات من هذا المحلول واكشف عن نواتج التحلل بواسطة اليود (1%). لاحظ في البداية يتكون لون ازرق (نشأ) ثم بنفسجي (اميلو دكستريين) ثم بني محمر (اريثرو دكستريين) ثم لا يتغير بعد ذلك اللون. وعند هذه المرحلة (عدم ظهور اللون المميز) اترك الانبوبة في الحمام المغلي لمدة عشر دقائق بعد ذلك خذ قليلا من هذا المحلول وعادل الحموضة بواسطة Na_2CO_3 ثم اجر كشف بندكت (راسب برتقالي) ثم اجر كشف الاوزون، فلاحظ تكون بلورات ابرية صفراء دليل ان الناتج هو الكلوكوز مما يدل ان الناتج النهائي للتحلل المائي للنشا بواسطة الاحماض المخففة هو الكلوكوز اي ان النشأ يتكون من وحدات متعددة من الكلوكوز. كرر التجربة مع اللعاب بدل الحامض المخفف. (ماذا تسنتج؟)



الكشف عن مجهول سكري

كشف مولش

+

حلقة بنفسجية (المجهول سكري)

كشف بندكت

-

+

سكر غير مختزل (سكروز - نشاء)

سكر مختزل

كشف اليود

كشف بارفويد

-

+

-

+

سكر ثنائي (سكروز)

نشاء

سكر ثنائي أضعف اختزالاً (مالتوز - لاكتوز)

سكر احادي

كشف سيلفاتوف

كشف الفينيل هايدرازين

كشف بيال

-
كلوكوز

+فركتوز

بلورات عباد الشمس
(لاكتوز)

بلورات نجمية
(مالتوز)

-
سكر سداسي
سيلفاتوف

+سكر خماسي
(رايبوز - زايلوز)

-

+

كلوكوز / ألدهايدي

فركتوز / كيتوني

Lipids

الدهون

هي مجموعة مركبات عضوية غير متجانسة لاتذوب بالماء وتذوب بالمذيبات اللاقطبية مثل الكحول والايثر والكلوروفورم $CHCl_3$ ورابع كلوريد الكربون CCl_4 . وهي تشكل 50% من تركيب الخلية الحية.

من أهم وظائفها:

- 1- تعتبر مصدر مهم للطاقة اذ ان (1 gm of Fat \longrightarrow 9cal).
- 2- تعمل كمواد عازلة لاعضاء الجسم كالدون المحيطة بالقلب والكلىة .
- 3- تعمل كمولدات للهرمونات والاحماض الصفراوية وبعض الفيتامينات مثل D.

ملاحظة: ان زيوت وشحوم محركات المكائن هي مشتقات نفطية لاقيمة غذائية لها.

Fatty acids

الحوامض الشحمية:

هي حوامض كربوكسيلة ذات سلسلة هيدروكربونية مستقيمة زوجية العدد (لذرات الكربون) وغير حلقيه تنتهي بمجموعة الكربوكسيل وتعد هذه الحوامض اللبنة الاساسية للدهون والزيوت الغذائية. وتوجد في الطبيعة متحدة مع الكليسيرول وليس بشكل حر. وهي على نوعين اما مشبعة وهذه تكون صلبة شمعية في درجة حرارة الغرفة مثل حامض البالميترك او الستيارك او غير مشبعة وهذه تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة مثل حامض الاولييك واللينولييك.

الكشوفات الخاصة بالدهون:

Unsaturation Test

اولاً/كشف عدم التشبع:

Copper Acetate

(1) خلات النحاس :

تعتمد هذه التجربة على أن الاحماض الدهنية المشبعة الحرة تتحد مع خلات النحاس مكونة املاح النحاس (صابون النحاس) وبشكل راسب اخضر مزرق Bluish green في الطبقة المائية السفلى (water layer) بينما تعطي الحوامض الشحمية غير المشبعة املاح النحاس الخضراء في طبقة الايثر البترولي العليا.

Procedure: توضع كمية قليلة من حامض الستياريك المشبع في T.T1 وتوضع كمية قليلة من حامض اوليك غير المشبع في T.T2 ثم يضاف 3مل من الايثر لكل منهما وترج جيداً, بعد ذلك نضيف 3مل من خلات النحاس وتترك لفترة قصيرة ونلاحظ تكون راسب ازرق في الطبقة المائية السفلى للحامض المشبع(الستيارك)ولون اخضر في طبقة الايثر العليا بالنسبة للحامض غير المشبع(الاوليك).

Iodine Test

(2) كشف اليود :

في الاحماض الشحمية المشبعة تكون جميع ذرات الكربون مشبعة ولذلك لايمكن ان يتفاعل اليود مع الحامض المشبع ،اما لاحماض غير المشبعة فان اليود يتفاعل معها بمايؤدي الى تشبع جميع الاواصر المزدوجة ولهذا السبب يختفي اللون (لون اليود) والى حين تشبع جميع الاواصر المزدوجة عندها يبقى لون اليود.

Procedure: تذاب الحوامض الشحمية في الايثر البترولي وتوضع كل منها في انبوبة اختبار منفصلة ثم يضاف محلول اليود قطرة ..قطرة، ويلاحظ اختفاء لون اليود في انبوبة حامض الاوليك غير المشبع وظهور اللون عند الاستمرار بالاضافة (لان الاواصر المزدوجة تشبعت) ، بينما يظهر لون محلول اليود مباشرةً عند اضافة القطرة الاولى منه الى حامض الستياريك المشبع.


ملاحظة: يجب اضافة اليود قطرة قطرة مع الرج وتجنب اضافة محلول اليود بكمية كبيرة دفعة واحدة ، لان ذلك من شأنه ان يشبع الاواصر المزدوجة وظهور اللون مباشرةً وبالتالي لايمكن تمييز الحامض الشحمي غير المشبع عن الحامض المشبع.

ثانياً/ فصل ، ترسيب، تحلل الصابون:

الصابون هو ملح للحامض الشحمي وله انواع مختلفة وصابون الصوديوم هو الاكثر انتشاراً.

(1)تحلل الصابون:

نضع 1مل من محلول الصابون في T.T+قطرات من HCl المركز عندها نلاحظ قطرات من الحوامض الشحمية المتحررة تطفو على سطح الماء أو تكون بشكل مستحلب.




حامض شحمي يطفو


على سطح الماء

اذن اضافة حامض HCl الى محلول الصابون الذائب يظهر تعكير (راسب ابيض أو مستحلب)سبباً تحرر الحامض الشحمي والذي لا يذوب بالماء.

(2) ترسيب الصابون: نضع 1مل من محلول الصابون في T.T+1مل من كلوريد الكالسيوم (20% CaCl₂). عند اضافة CaCl₂ الى محلول الصابون الذائب يظهر تعكر بسبب تحول صابون الصوديوم الذائب الى صابون الكالسيوم غير الذائب (راسب ابيض اسفل الانبوبة).



(3)فصل الصابون: نضع في انبوبة اختبار 1مل من محلول الصابون مع قليل من NaCl. عند اضافة بلورات NaCl الى محلول الصابون لحد الاشباع نلاحظ ان الصابون يطفو فوق سطح المحلول دلالة على انفصاله. لماذا؟ لان ملح الطعام اكثر ذوباناً في الماء من الصابون (يزاحم الصابون) فيسحب الماء من المحلول ويطفو الصابون



ثالثاً/تعيين معامل الصوبنة:

معامل الصوبنة هو عدد ملغرامات (KOH) اللازمة لصوبنة أو التفاعل مع (1غم) من الزيت أو الدهن

وتدل قيمة معامل الصوبنة على طول سلسلة الحامض الشحمي أو الحوامض الشحمية الداخلة في تركيب الزيت لأنه:

$$\text{معامل الصوبنة} \propto \frac{1}{\text{طول سلسلة الحامض}}$$

إذا كانت السلسلة قصيرة نحتاج الى KOH كثير والعكس صحيح وسنأتي الى تفصيل ذلك لاحقاً

Procedure:

1-ضع (0.5-1 gm) من الدهن في دورق مخروطي ثم اضع اليه (10ml) من محلول (KOH) الكحولي بواسطة السحاحة.

2-سخن الدورق في حمام مائي حوالي (80c) مستخدماً مكثف عاكس لمدة نصف ساعة (فائدة المكثف العاكس هي للمحافظة على حجم KOH الكحولي) لان المذيب يتكثف ويتقطر وبهذا سنحافظ عليه.

3-بعد انتهاء فترة التسخين, برد الدورق ثم اضع قطرتين من دليل الفينوفثالين الكحولي (Ph.ph) .

سح محتويات الدورق مع حامض (HCl) بغيرية معلومة حتى يختفي اللون الوردى. سجل حجم الحامض النازل T.

4-أعد التجربة مع البلانك (يمكن اجرائها اثناء فترة التسخين للنموذج)

Blank: كل المواد الداخلة بالتفاعل عدا النموذج.

الحسابات: (1) حجم HCl اللازم لمعادلة البلانك (B) يمثل حجم KOH الكلي المستخدم لأن جميع القاعدة تفاعلت مع الحامض.

(2) حجم HCl اللازم لمعادلة النموذج (T) يمثل حجم KOH المتبقي (غير المتفاعل), لأن KOH جزء منه (المتفاعل) استخدم لترسيب الدهن كصابون والباقي (غير المتفاعل) تفاعل مع الحامض النازل.

اذن (T-B) = حجم الحامض اللازم لمعايرة KOH المتفاعل مع الدهن أو الزيت.

56g=KOH(1N)من (ml)1000= HCl(1N)من(ml)1000

56mg=KOH(1N)من(ml)1= HCl(1N)من(ml)1 اذن

$$\frac{N \text{ of HCl} \times 56 \times (T-B)}{Wt \text{ of Fat (gm)}} = \text{اذاً..معامل الصوبنة}$$

56 هو الوزن الجزيئي للKOH

Acid value رابعاً/تعيين الرقم الحامضي للدهون (الزناخة):

الرقم الحامضي: Acid value

هو عدد ملغرامات (KOH) المائية اللازمة لمعادلة الحامض الشحمي الحر الموجود في (1غم) من الدهن.

عند خزن الدهن لفترة طويلة مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة يصبح له رائحة كريهة وطعم غير مقبول وهذا يرجع الى زناخة الدهن.

الزناخة: Rancidity

وهي تغيير كيميائي يحصل للدهون التي تركت لفترة طويلة من الزمن فأصبح لها طعم ورائحة مميزة بسبب الحوامض الشحمية المتحررة منها.والزناخة على نوعين:

(1) زناخة التحلل المائي: Hydrolytic Rancidity

يحدث هذا النوع من الزناخة في الدهون المتكونه من حوامض شحمية مشبعة قصيرة السلسلة. فعند تحرر هذه الحوامض تعطي الرائحة والطعم الغير مستساغ.يساعد في تحرر هذه الحوامض وجود احياء مجهرية تفرز انزيم (Lipase) وعوامل مساعدة اخرى مثل الرطوبة والحرارة.

(2) الزناخة التاكسدية: Oxidative Rancidity

يحدث هذا النوع في الدهون الحاوية على حوامض شحمية غير مشبعة طويلة السلسلة. ان سبب حدوث هذا النوع من الزناخة هو مهاجمة الاوكسجين لموضع الاصرة المزدوجة في الحوامض غير المشبعة وتكوين البيروكسيد (ROO) مما يسببه رائحة وطعم غير مقبولين.

Procedure

- (1) خذ وزن معلوم من زيت قديم اقل من (1gm) في دورق زجاجي جاف ونظيف.
- (2) أضف له (10ml) من المذيب (5مل كحول+5مل ايثر), امزج جيداً لفترة لضمان اذابة الدهن.
- (3) سحح ضد (KOH) بوجود دليل (Ph.Ph) (10 قطرات) الى ان يتحول المحلول الى اللون الوردي. احسب حجم KOH النازل من السحاحة. كرر نفس الخطوات مع البلاتك (جميع المواد عدا النموذج الدهني) ونعيد العمل مع زيت طازج للمقارنة.

الحسابات:

$$\text{Free Fatty acid \%} = \frac{(T-B) \times 28.2 \times (0.1 \text{ N}) \text{ of KOH}}{\text{Wt of lipid (gm)}}$$

T: حجم KOH الذي عادل حوامض النموذج الدهني في السحاحة.

B: البلاتك {الكحول+الايثر+ Ph.Ph} ويمثل حجم KOH الذي عادل البلاتك.

28.2: الوزن الجزيئي لحامض الاوليك بالنسبة المئوية (في 100مل) .

$$\text{حيث } 282 \text{ غم/لتر} = \frac{282 \times 100}{1000} = 28.2 \text{ غم/100مل}$$

$$\text{Acid value} = \text{Free fatty acid} \times 1.99$$

نلاحظ ان $B < T$ لاحتواء النموذج على حوامض شحمية متحررة (نتيجة زناخة الدهن)

اما B فهو كل المواد الداخلة ماعدا النموذج.

خامساً/اختبار الاكرولين للكشف عن الكليسيروول : Acrolein Test

يفقد الكليسيروول (وهو كحول ثلاثي) جزئيتين ماء عند تسخينه مع مادة مجففة مثل كبريتات البوتاسيوم الحامضية ($KHSO_4$) حيث يتحول الى الديهايد غير مشبع يسمى الاكرولين , وهذا الكشف مميز للكليسيروول سواء كان حراً ام متحداً بشكل كليسيرويد (مع الاحماض الدهنية).

Procedure: نأخذ T.T جافة ونضع بها كمية قليلة من ($KHSO_4$) مع بضع قطرات من الكليسيروول ونسخن تدريجياً , نلاحظ انبعاث رائحة مخدشة نفاذة هي رائحة الاكرولين (رائحة الدهن المحروق). أعد التجربة مستخدماً زيت الزيتون ولاحظ انبعاث رائحة الاكرولين مما يدل على احتواء الزيت على الكليسيروول وعلى ان هذا الكشف مميزاً للكليسيروول سواء كان حراً أو متحداً كما في زيت الزيتون.

سادساً/كشف ليبرمان عن الكوليستيروول:

الستيروولات (Sterols) بما يحويه تركيبها من خاصية عدم التشبع تعامل في ظروف لامائية مع حوامض قوية لتعطي الوان مميزة.

Procedure: ضع في انبوبة اختبار 2مل من الكوليستيروول المذاب بالكلوروفورم $CHCl_3$ ثم اصف 10 قطرات من حامض الخليك اللامائي مع 2 قطرة من حامض H_2SO_4 المركز ولاحظ ظهور تدرج الالوان وردي ثم ازرق ثم اخضر.

رقم اليود: هو عدد غرامات اليود التي تمتصها (100 غم) من المادة الدهنية لاشباع ما بها من اواصر مزدوجة في الاحماض غير المشبعة. (نسبة مئوية).

يتناسب معامل اليود تناسباً طردياً مع مافي المواد الدهنية من احماض شحمية غير مشبعة ولهذا السبب يكون معامل اليود للزيوت اعلى منه للدهون الصلبة

Procedure: زن حوالي (0.1 غم) من الدهن بصورة مضبوطة في قنينة معتمه ذات سداد زجاجي ثم اضف لها (5 مل) كلوروفورم كمذيب و(10 مل) من محلول هنس (IBr) , سد القنينة سداً محكماً وضعها في مكان مظلم لمدة نصف ساعة مع الرج المستمر لاتمام التفاعل. اضف بعدها (10 مل) من KI (10%) ثم اضف حوالي (50 مل) من الماء المقطر وسح محتويات القنينة مع ثايوكبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ (N0.1) (حتى يصبح اللون اصفر باهت) ثم اضف كمية مناسبة من محلول النشأ ولاحظ اللون الازرق. استمر بالتسحيح حتى يختفي اللون الازرق (نقطة نهاية التفاعل) سجل حجم الثايوكبريتات. اعد التجربة مع البلائك الذي يحتوي جميع مكونات الدورق عدا النموذج.

Blank: 5 مل كلوروفورم + 10 مل محلول هنس + 10 مل KI (10%) + 50 مل ماء مقطر ثم سح بنفس الطريقة المستعملة للنموذج تماماً.

الحسابات:

B: هو حجم الثايوكبريتات اللازم للتفاعل او لمعادلة البلائك ويمثل **حجم اليود الكلي**.

T: هو حجم الثايوكبريتات اللازم للتفاعل او لمعادلة النموذج ويمثل **حجم اليود المتبقي** (غير المتفاعل).

لنفرض $T - B = Y$ (حجم اليود المتفاعل)

1000 ml من $Na_2S_2O_3$ (N1) = 1000 ml من I_2 (N1) = 127 gm (يود)

1 ml من $Na_2S_2O_3$ (N1) = 1 ml من I_2 (N1) = 0.127 gm (يود)

$Y \times 0.127 \text{ gm} =$ وزن اليود المتفاعل مع وزن الدهن المعلوم (Wt)

$Y \times 0.127 \times \frac{100}{Wt}$ = معامل اليود = (عندما عيارية الثايو N1)

ولكن عندما تصبح عيارية الثايو (N 0.1) تصبح المعادلة النهائية كما يلي

$$\text{Iodine NO} = \frac{Y \times 0.127 \times 0.1 \times 100}{Wt}$$

Proteins

البروتينات

البروتينات: هي مواد عضوية معقدة التركيب تتكون من تعدد الاحماض الامينية المرتبطة باواصر خاصة هي الاواصر الببتيدية peptide bonds . يعتبر الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين العناصر الرئيسية للبروتينات, وحيثما تحوي بعض البروتينات عناصر اخرى مثل الفسفور والكبريت والحديد والنحاس.

ملاحظات:


1- تعتبر البروتينات المكون الرئيسي للانسجة الحيوانية والنباتية سواء من ناحية التركيب structure او الوظيفة function .

2- تكثر البروتينات في المنتجات الحيوانية والنباتية كالبيض واللحوم البذور كما توجد بعض البروتينات الخاصة كما في الصوف والشعر وجلود الحيوانات.

3- تختلف البروتينات عن بعضها البعض في عدد ونوعية وتعاقب الاحماض الامينية المكونة لها .

Amino Acids : الاحماض الامينية :

هي احماض كاربوكسيلة حاوية على مجموعة امينية متصلة بذرة الكربون الفا(ذرة الكربون المتصلة بمجموعة الكاربوكسيل). وتختلف الاحماض الامينية فيما بينها باختلاف السلسلة الجانبية R.



Ninhydrin Test

اولاً / كشف النيهيدرين:

يعتمد هذا الكشف على وجود جذر الامين α -Amine وجذر الكاربوكسيل بصورة حرة، لذا فجميع الاحماض الامينية وبالتالي البروتينات تستجيب لهذا الكشف.

النيهيدرين: مادة مؤكسدة قوية جداً، تتفاعل مع الاحماض الامينية في (4-8)PH لتعطي مركبات ونواتج ملونة. التفاعل حساس جداً ومثالي لكشف الكميات القليلة جداً من الاحماض الامينية في تجارب كروماتوغرافيا الورق. اذن يتفاعل النيهيدرين مع جميع الاحماض الامينية معطياً اللون البنفسجي وفق المعادلة ادناه:

Procedure: اضف 8 قطرات من محلول النيهيدرين الى 2 مل من زلال البيض. سخن لمدة دقيقتين لدرجة الغليان. لاحظ اللون الازرق.

Xanthoproteic Reaction

ثانياً/ تفاعل الزانثوبروتييك:


يعتمد هذا الكشف على وجود المركبات البنزينية حيث تحدث عملية النترجة لحلقة البنزين الموجودة بالحمض الاميني ولان مركبات النترو الناتجة تكون صفراء اللون لذا سمي الكشف بالزانثوبروتييك (xantho=اصفر)

Procedure: اضف بضع قطرات من HNO_3 المركز الى محلول البروتين، سخن لدرجة الغليان (لمدة دقيقة واحدة) لاحظ اللون او الراسب الاصفر المتكون. برد الانبوبة ثم اضف اليها قليل من محلول هيدروكسيد الامونيوم المركز ولاحظ اللون البرتقالي المتكون. ان الاحماض الامينية التي تحوي حلقة اروماتية تكون مشتقات نتروجينية صفراء اللون عند معاملتها مع HNO_3 المركز اما املاح هذه المشتقات فتكون برتقالية اللون.

Hopkins-col Test


ثالثاً/ كشف هوبكنز كول الخاص بالتربتوفان:

ان حلقة الاندول الموجودة في الحامض الاميني التربتوفان تتفاعل مع حامض الكلايوكسيلك (Glyoxylic acid) بوجود حامض قوي مثل حامض الكبريتيك المركز لتعطي حلقة بنفسجية وهذا دليل على احتواء البروتين على الحامض الاميني التربتوفان. اذن فهذا الكشف مميز للتربتوفان, لاحتوائه على جذر الاندول.



Indol Ring

Tryptophan



Glyoxylic acid

Procedure: اضع (2مل) من كاشف هوبكنز كول الى (2مل) من محلول البروتين. امزج جيداً ثم اضع باحتراس حوالي (5مل) من حامض الكبريتيك المركز بحيث ينزلق على جدران الانبوبة الداخلية ولاحظ تكون حلقة وردية او بنفسجية عند سطح الانفصال..

Millon's Test (Tyrosine)

رابعاً/كشف ميلون:

يعتمد هذا الكشف على وجود مجموعة الفينول في الحامض الاميني. وبما أن التايروسين هو الحامض الاميني الوحيد الذي يمتلك هذه المجموعة ، لذا يعتبر هذا الكشف خاصاً بالتايروسين.

Procedure: اضع بضع قطرات من محلول ميلون (حديث التحضير) الى (2مل) من محلول البروتين ، ثم سخن في حمام مائي مغلي ولاحظ ظهور اللون الوردي.

sakaguchi Reaction

خامساً/كشف زاكاجوجي :

هو تفاعل خاص بجذر الكوانيديين guanidine الموجود في الحامض الاميني Arginine وجميع البروتينات اللتي تحتوي عليه ، حيث ان الكوانيديين في المحلول القاعدي يعطي لون احمر زاه عند معاملته مع α -naphthol وهايبروميت او هايبيوكلوريت الصوديوم.


Procedure: اضع بضع قطرات من محلول (10 %) NaOH مع بضع قطرات من α -naphthol واخيرا قطرات من (10 %) Sodium hypochlorite الى (1 مل) من محلول البروتين حتى يتكون لون احمر زاه.

ملاحظة: هذا الكشف من الدقه والحساسية بحيث يمكن اعتباره كشفاً عاماً لجميع البروتينات؟؟

لان جميع البروتينات المعروفة تحتوي على الحامض الاميني الارجنين والحاوي على جذر الكوانيديين بالقدر الكافي لاعطاء كشف موجب.

سادساً/كشف الكبريت غير المستقر قلوياً(تفاعل الاحماض الامينية الكبريتية):

يعتمد هذا الكشف على حقيقة أن غلي محلول البروتين مع (40% NaOH) يؤدي الى ان الكبريت العضوي الموجود في الحامض الاميني السستين (Cystine) والسستائين (Cysteine) يتفاعل مع NaOH مكوناً كبريتيد الصوديوم (Na_2S) {تحول الكبريت الى كبريت لاعضوي} والذي يتفاعل بدوره مع خلاص الرصاص $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}$ مكوناً كبريتيد الرصاص الاسود اللون.



راسب اسود اللون
من كبريتيد الرصاص

وعليه يمكن القول بان الكبريت الموجود في الحامضين الامينيين السستين والسستائين هو كبريت غير مستقر قلويًا

اما الكبريت الموجود في الحامض الاميني الميثيونين (Methionine) فهو كبريت مستقر قلويًا ولا يعطي راسب اسود من كبريتيد الرصاص مع NaOH

Procedure:

امزج قليلاً من محلول البروتين (1مل) مع (1مل) من 40% NaOH. اغلي المحلول ثم برده وأضف اليه حامض الخليك (10 قطرات) ثم أضف قليلاً من محلول خلات الرصاص , ولاحظ تكون راسب اسود، دلالة على ان البروتينات تحتوي في تركيبها على احماض امينية حاوية على كبريت غير مستقر قلويًا

سابعا/ كشف بايوريت: Biuret Test for peptide bonds

هذا الكشف خاص بوجود الاتصالات او الاواصر البيبتيدية (جميع المركبات التي تحتوي على اصرتين من الاواصر البيبتيدية على الاقل) , وعليه يعطي هذا الكشف نتيجة ايجابية (لون بنفسجي) مع جميع البروتينات ونواتج تحللها المائي (البيبتيدات) وحتى مرحلة البيبتيدات الثلاثية (Tri peptides) ، اما البيبتيدات الثنائية (Dipeptides) والاحماض الامينية فلا تعطي كشافاً موجبا لاحتواء الاولى على اصرة واحدة وعدم وجود هذه الاصرة في الحامض الاميني. ويعزى كشف بايوريت الى قوة عمل الاواصر التناسقية لمركب معقد من (Cu^{+2}) واربعة ذرات نتروجين بيبتيدية مكونا ما يسمى بمعقد النحاس التناسقي Copper coordination complex

Procedure: اضع الى (1مل) من زلال البيض في (T.T) بضع قطرات من (10% NaOH) ثم اضع قطرة واحدة من كبريتات النحاس (1%) ولاحظ ظهور اللون البنفسجي .

Protein's Precipitation

ترسيب البروتينات

ان قابلية ذوبان البروتينات تعتمد على عاملين:

1-وجود الشحنة التي يتحكم بها الPH .

2-وجود الماء، مع قليل من التسخين في اغلب الاحيان.

وبدون احدهما لايمكن للبروتين ان يكون بصورة دائبة او مستحلبة .

نقطة التعادل الكهربائي: Iso Electric Point(I EP)

هي عبارة عن الPH التي يكون فيها البروتين حاملا لعدد متساوي من الشحنات الموجبة والسالبة. وعليه فالبروتينات في نقطة تعادلها الكهربائي لاتتحد مع الحامض او القاعدة. اما فوق (-) او تحت (+) نقطة التعادل الكهربائي فالبروتينات تكون غير متعادلة (مشحونه) ولذلك فهي تتحد مع الايونات المعاكسة لها مكونة املاح يكون كثير منها غير ذائب (راسب) مع البروتين. مما تقدم فان البروتين يكون غير ذائب في نقطة التعادل الكهربائي (راسب).


طرق ترسيب البروتينات:

اولا /الترسيب بواسطة املاح الفلزات الثقيلة {الايونات الموجبة (+)}:

تعتمد فكرة الترسيب على اضافة محلول فلز ثقيل مثل (Pb^{+2} , Zn^{+2} , Hg^{+2} , Fe^{+3} , Ag^{+}) الى محلول البروتين الحامل لشحنة سالبة (نتيجة معاملته بالقاعدة) وترسيبه على شكل بروتينات الفلز (Metal Protein) , حيث يُعادل الايون الموجب الشحنة السالبة على جزيئة البروتين فيرسبها.

Procedure: يوضع (3مل) من محلول زلال البيض في انبوبة اختبار ونضيف قطرة من محلول NaOH. ثم نضيف (1مل) من احد املاح الايونات الموجبة ($FeCl_3$) ثم نكرر التجربة مع كل من $AgNO_3, (CH_3COO)_2Pb, CuSO_4, HgCl_2$. ونسجل ونلاحظ تكون الراسب ولونه في كل مرة **ثانياً/ترسيب البروتينات بواسطة الكواشف القلويدية {الايونات السالبة (-)}:**

بالامكان ترسيب البروتينات عندما تحمل شحنة موجبة بواسطة الايونات السالبة $An\ ions$ لبعض الحوامض مثل $TCA, Picric\ Acid$ وتعرف هذه الحوامض بالكواشف القلويدية لانها استخدمت اصلا في ترسيب مجموعة من المركبات العضوية التي تعرف بالقلويدات $alkaloids$. هذه الطريقة تجد استعمالا واسع النطاق في ازالة البروتينات $Deproteinization$ من الدم قبل اجراء بعض التحاليل عليه. وتعتبر هذه الطريقة اساس للكشف عن البروتينات في الادرار والتقدير الكمي لها في المصل $Serum$ وفي الادرار $Urine$.



picric acid



Procedure: يُحمض زلال البيض بقطرات من حامض الخليك ويضاف اليه (1مل) من الايونات السالبة المذكورة في اعلاه ويلاحظ لون الراسب المتكون في كل مرة. سجل ملاحظاتك....

ثالثاً/ترسيب البروتينات عند نقطة التعادل الكهربائي(IEP):

تكون البروتينات ذائبة فوق نقطة تعادلها الكهربائي (عندما تحمل شحنة سالبة في المحيط القاعدي)، وكذلك تحت نقطة تعادله الكهربائي(عندما تحمل شحنة موجبة في المحيط الحامضي). اما في نقطة التعادل الكهربائي فيكون عدد الشحنات الموجبة والسالبة متساوٍ، وبذا يكون البروتين اقل ذوبانا في هذه الPH(راسب).

Procedure: ضع (1مل) من البروتين وليكن كازئين الحليب في T.T (نقطة تعادله الكهربائي+5.4) ثم اضع له بضع قطرات من صبغة البروموكريزول الاخضر (Green Bromocressol) فاذا ظهر لون ازرق دلّ ذلك على ان المحيط قاعدي فيجب اضافة قطرة من حامض HCl مع الرج المستمر الى ان يصبح اللون اخضر مزرق مع تكون راسب كثيف دلالة على الوصول الى IEP لكازئين الحليب في (PH 5.4).

اما اذا ظهر اللون الاصفر دلّ ذلك على ان الوسط حامضي فيجب اضافة قطرة..قطرة من NaOH مع الرج المستمر الى ان يصبح اللون اخضر مزرق مع تكون راسب كثيف , دلالة على الوصول الى نقطة التعادل الكهربائي لكازئين الحليب (PH 5.4)

رابعاً/الترسيب بالتمليح الداخلي والتمليح الخارجي:

التمليح الداخلي: Salting in

ويقصد به ذوبان البروتين(وليس ترسيبه) في المحلول الملحي عند اضافة تراكيز قليلة من الاملاح المتعادلة بحدود(0.02M) من {NaCl, (NH₄)₂SO₄} وفي هذه الحالة تعمل ايونات الملح على زيادة ايونية البروتين وبالتالي تزيد ذوبانه(وعدم ترسيبه).

Salting out

التمليح الخارجي:

ويقصد به فصل وترسيب البروتين من المحلول على شكل راسب، باضافة محلول مركز (M0.1) من $\{(NH_4)_2SO_4, NaCl\}$. ففي هذه الحالة الملح يزاحم البروتين، لانه اكثر ذوبانا من البروتين ويفصله (اي يترسب).

:Procedure

- 1- اضع محلول مخفف من NaCl الى محلول البروتين وسجل ملاحظاتك.
- 2- اضع محلول مركز من NaCl الى محلول البروتين وسجل ملاحظاتك.
- 3- اعد الخطوتين 1،2 مستخدما محلول $(NH_4)_2SO_4$. وسجل ملاحظاتك

خامساً / الترسيب بواسطة الكحول (المذيبات العضوية اللاقطبية):

تترسب البروتينات بواسطة الكحول لكونه اكثر ذوباناً في الماء من البروتين، وبذا لا تبقى كمية كافية من الماء لذوبان البروتين فينفسل ويترسب.

:Procedure

اضف بضع قطرات من الكحول الايثيلي (95%) الى (1مل) من محلول زلال البيض ولاحظ تكون الراسب الابيض.

س/لماذا يستعمل الكحول في تعقيم الجروح وقتل الجراثيم؟

سادساً / الترسيب بواسطة التجلط الحراري: Precipitation by Heat Coagulation

عند تسخين البروتين لدرجة حرارة عالية تتغير سلسلة الاحماض الامينية المكونه للبروتين ممايساعد على تكتلها كما في حالة تعرض البيض للحرارة عند السلق ويعرف التغير في جوهر البروتين

بالدنطرة (denaturation) وهو تحويل (مسخ) في جزيئة البروتين بما يؤدي الى تغير في خصائص البروتين الفيزيائية والبايولوجية.

ويحدث التغيير في التركيب الثانوي والثالثي ولايتاثر التركيب الاولي.(السلسلة الببتيدية).

تشخيص الاحماض الامينية بواسطة كروماتوغرافيا الورق:

Identification of Amino acids by paper chromatography

تعتمد هذه الطريقة بصورة رئيسية على مدى اختلاف سرعة انتقال جزيئات الحوامض الامينية المختلفة على ورق خاص وبواسطة خليط من المحاليل المذيبة التي تسير بفعل الخاصية الشعرية للورق، حيث تختلف سرعة انتقال هذه الحوامض المذابة بالنسبة لنوعية خليط المحاليل المذيبة فتتفصل مكونات الخليط عن بعضها في صورة بقع (spots) وتُعرف الورقة بما عليها من بقع بأسم الكروماتوغرام chromatogram.

ان حركة المذيب تُعرف بأسم الجبهة (Front) والمسافة التي يتحركها مركب من مكونات الخليط تقاس من خط البداية حتى مركز البقعة ويعبر عنها برمز Rf:

$$Rf = \frac{\text{المسافة التي يقطعها المركب المجهول}}{\text{المسافة التي يقطعها المذيب}} = \frac{A}{B}$$

Rf: Retardation Factor (عامل الاعاقة)

ان مقدار Rf يعبر عن صفة مميزة لكل مركب عند تثبيت ظروف التجربة. هناك نوعان من كروماتوغرافيا الورق:

Descending chromatography

(1) الكروماتوغرافيا الهابطة:

وفيها ينتقل المذيب على الورق بفعل الجاذبية (والخاصية الشعرية) اي من الاعلى الى الاسفل.

(2) الكروماتوغرافيا الصاعدة: Ascending chromatography

فيها ينتقل المذيب على الورق بفعل الخاصية الشعرية من الاسفل الى الاعلى وهي الطريقة المفضلة.

Procedure:

اقطع ورقة ترشيح (No 1) بشكل شريط عرضه أقل من عرض انبوبة الاختبار ثم أشرب بقلم الرصاص (لا تستخدم قلم حبر او جاف) خط على بُعد (2Cm) من أحد حافتيها وضع نقطة في منتصف الخط ، بعد ذلك خذ بواسطة انبوبة شعرية محلول الحامض الاميني وضعه على النقطة بحيث تكون البقعة على اصغرها. جفف واعد العملية حتى تنقل كمية مناسبة من المحلول في اصغر بقعة ممكنة. ضع قليل من خليط محلول المذيب (1-2ml) في قعر انبوبة الاختبار ثم اغمر الجزء الاسفل من الشريط المحمل بالنموذج في محلول المذيب في الانبوبة (بحيث تكون بقعة النموذج فوق مستوى سطح المذيب). سد الانبوبة بواسطة فلينه واتركها لمدة نصف ساعة (الى ان يصعد المذيب اكثر من نصف المسافة) ومن ثم ارفع الشريط وأشرب بالقلم الرصاص الحد الذي وصل اليه المذيب ثم جفف الشريط في فرن درجة حرارته (110c°) وبعد ذلك رشه بواسطة رشاش يحتوي على محلول الننهيدرين (كاشف عام عن جميع الاحماض الامينية حيث يلون الحامض الاميني) ، جفف ثانية فتظهر بقعة الحامض الاميني في موقعها المناسب على الشريط بعد ذلك احسب قيمة Rf واستدل منها على الحامض الاميني المجهول.